

ANEXO N°1


Triatoma infestans



Fuente: <https://es.m.wikipedia.org>

ANEXO N°2

Ciclo de vida del T.cruzi



Fuente: <https://blog.ciencias-medicas.com/archives71718>

ANEXO N°3


Triatomas encontrados en el departamento de Tarija. Gestión 2005

Género	Especie	Conducta	Observaciones
Triatoma	Infestans	Domiciliado	Vector principal de la transmisión de <i>T. cruzi</i>
	Guasayana	Peridomicilio Intrusión	Sin importancia por el momento
	Sórdida	Intrusión	Sin importancia
Pastrongylus	Megistus	Intrusión	Sin importancia
	Rufotuberculatus	Intrusión	Sin importancia

Fuente: enfermedad de Chagas.

ANEXO N°4

Algoritmo para diagnóstico de Chagas congénito



Fuente: Manual de normas para el diagnóstico y tratamiento de Chagas congénito.

ANEXO N°5

Tabla de estimación de la parasitemia en la técnica del tubo capilar

Parásitos/tubo capilar	Concentración de Parásitos en cruces
1 - 5	+
6 - 10	++
11 - 30	+++
> 30	++++

Fuente: Manual de normas para el diagnóstico y tratamiento de Chagas congénito.

ANEXO N° 6

Tabla de parámetros de las pruebas serológicas

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO DE CHAGAS CRONICA Pruebas serológicas				
PRUEBA	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD	RECURSOS DE LABORATORIO	OBSERVACIONES
Hemaglutinación Indirecta (H.A.I.)	95 - 98%	98 - 99%	Micropipetas, Kits comerciales	Personal bien capacitado Lectura subjetiva
Inmunofluorescencia Indirecta (I.F.I.)	99%	97 - 98%	Microscopio de fluorescencia, Kits comerciales, Micropipetas	Personal muy bien capacitado, Lectura objetiva
ELISA convencional	99%	99 - 100%	Lector ELISA, Kits comerciales, Micropipetas	Personal muy bien capacitado, Lectura objetiva
ELISA recombinante	98%	99 - 100%	Lector ELISA, Kits comerciales, Micropipetas	Personal muy bien capacitado, Lectura objetiva
Inmunocromatografía (IC)	98%	99 - 100%	Ninguno	Posibilidad de procesar en el terreno Se puede conservar el "taco" como prueba

Fuente: Manual de normas para el diagnóstico y tratamiento de Chagas congénito.


Kit de reactivos de la línea polichaco para la determinación de HAI Chagas



Fuente: hospital Dr. Rubén Zelaya

ANEXO N°9

Lectura del método de hemaglutinación indirecta HAI.



Fuente: Hospital Dr. Rubén Zelaya